


Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Psmd4 Para Wb, If/Icc, Elisa - P55036

Número do item: CM0010555



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta especificidade contra PSMD4 (subunidade S5A/Rpn10 do proteassoma 26S), validado para WB, IF/ICC e ELISA. Reage com amostras humanas, de rato e de rato. Ideal para pesquisa da via ubiquitina-proteassoma e estudos de disfunção do proteassoma.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Coelho PSMD4 (mAb)
Observações/Apelido	AF, ASF, S5A, AF-1, MCB1, Rpn10, pUB-R5, PSMD4
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5710
GeneID	5710
Imunogénio	Um péptido sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 250-350 do PSMD4 humano (P55036).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	P55036
Peso Proteico	41kDa
Envio	Saco de gelo