


## Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-Psmd4 Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P55036

Número do item: CM0015845



### introdução

O PSMD4 Rabbit pAb é um anticorpo policlonal de coelho, validado para WB, IF/ICC, IP e ELISA. Reage com PSMD4 humano e de rato, uma subunidade receptora de ubiquitina do proteassomo 26S, apoiando a pesquisa sobre a via ubiquitina-proteassomo.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro            | Valor                                          |
|----------------------|------------------------------------------------|
| Nome do Produto      | PSMD4 Rabbit pAb                               |
| Observações/Apelidos | AF; ASF; S5A; AF-1; MCB1; Rpn10; pUB-R5; PSMD4 |
| Espécie              | Humano                                         |
| GeneID (Humano)      | 5710                                           |
| GeneID               | 5710                                           |
| Imunógeno            | Proteína recombinante                          |
| Origem               | Coelho                                         |
| Categoria            | Anticorpos Policlonais                         |
| Aplicação            | WB, IF/ICC, IP, ELISA                          |
| Reatividade Cruzada  | Humano, Rato                                   |
| SWISS                | P55036                                         |
| Peso da Proteína     | 41kDa                                          |
| Envio                | Bolsa de gelo                                  |