


Anticorpo Policlonal Coelho Anti-Psmd7 - P51665

Número do item: CM0026777



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra PSMD7 humano (subunidade regulatória do proteassoma 26S) validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo. Adequado para pesquisa em proteassoma e degradação proteica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PSMD7 Rabbit pAb
Observações/Apelido	P40; S12; Rpn8; MOV34; PSMD7
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5713
GeneID	5713
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-324 do PSMD7 humano (NP_002802.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P51665
Peso Proteico	37kDa
Envio	Saco de gelo