

Anticorpo Policlonal Anti-Psmd9 Para Wb, Elisa - 000233

Número do item: CM0030029

introdução

Anticorpo policlonal de coelho baseado em proteína recombinante direcionado ao PSMD9 (p27/Rpn4). Validado para WB e ELISA, reage de forma cruzada com humano, rato e rato. Investigue a montagem do proteassoma e a função de chaperona.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PSMD9 Rabbit pAb
Apelido	p27, Rpn4, PSMD9
Espécie (Alvo)	Humano
ID do Gene	5715
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-223 do PSMD9 humano (NP_002804.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	000233
Peso Proteico	25kDa
Envio	Saco de gelo