


Anticorpo Policlonais Anti-Psme1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q06323

Número do item: CM0025302



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra PSME1 (PA28alfa), um ativador do proteassoma envolvido no processamento de antígenos. Validado para WB, IF/ICC, ELISA em amostras humanas e de camundongo. Imunógeno: proteína de fusão recombinante de PSME1 humana (aa 1-249).

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PSME1 pAb de coelho
Observações/Apelidos	PA28A; IFI5111; REGalfa; PA28alfa; HEL-S-129m; PSME1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5720
GeneID	5720
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-249 da PSME1 humana (NP_006254.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q06323
Peso da Proteína	29kDa
Envio	Bolsa de gelo