


Anticorpo Policlonais Anti-Psme2 (Validado Por Ko) Para Wb E Elisa - Q9UI46

Número do item: CM0023186



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra PSME2 humano (PA28 β), validado para Western blot e ELISA. Reage com humano e camundongo; tem como alvo o ativador do imunoproteassoma envolvido no processamento de antígenos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] PSME2 Rabbit pAb
Observações/Alias	PA28B; REGbeta; PA28beta; E2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5721
ID do Gene	5721
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-239 da PSME2 humana (NP_002809.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9UL46
Peso Molecular da Proteína	27kDa
Envio	Saco de gelo