


Anticorpo Policlonar De Coelho Anti-Psme2 Para Wb, Elisa - Q9UI46

Número do item: CM0024839



introdução

Anticorpo policlonal de coelho validado por KO contra PSME2 humano (PA28 β) para aplicações de western blotting e ELISA; tem reação cruzada com camundongo. Adequado para pesquisa de imunoproteassoma e processamento de antígenos.

[Saiba mais](#)

Nome do Produto	[KO Validated] PSME2 Coelho pAb
Observações/Apelidos	PA28B; REGbeta; PA28beta; E2
Espécie	Humano
GeneID (humano)	5721
GeneID	5721
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-239 da PSME2 humana (NP_002809.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9UL46
Peso Proteico	27kDa
Envio	Bolsa de gelo