

Anticorpo Policlonal Anti-Psme3 Para Wb, Ihc-P - P61289

Número do item: CM0014182



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra PSME3 humano (PA28gama, REG-gama), validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Detecta PSME3 endógeno em humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisa de proteassomo e apoptose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PSME3 Rabbit pAb
Observações/Alias	Ki; PA28G; HEL-S-283; PA28gama; REG-GAMMA; PA28-gama; PSME3
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	10197
ID do Gene	10197
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente aos aminoácidos 200-254 do PSME3 humano (NP_005780.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P61289
Peso da Proteína	30kDa
Envio	Bolsa de gelo