

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Psme3 [Validado Por Ko] Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P61289

Número do item: CM0018913



introdução

Este anticorpo policlonal de coelho anti-PSME3 [Validado por KO] detecta PSME3 humano, de camundongo e de rato, validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Adequado para pesquisas sobre proteassoma e ciclo celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] PSME3 pAb de Coelho
Observações/Apelido	Ki; PA28G; HEL-S-283; PA28gamma; REG-GAMMA; PA28-gamma; E3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10197
GeneID	10197
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 200-254 do PSME3 humano (NP_005780.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P61289
Peso Proteico	30kDa
Envio	Saco de gelo