


Anticorpo Policlonal Anti-Psme4 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q14997

Número do item: CM0016748



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra PSME4 (PA200), validado em WB, IHC-P, ELISA com reatividade cruzada para humano, camundongo, rato. Ideal para estudar a degradação de histonas mediada pelo proteassoma, espermatogênese e resposta a danos no DNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	PSME4 pAb de Coelho
Observações/Apelido	PA200; PSME4
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	23198
ID do Gene	23198
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1634-1843 do PSME4 humano (NP_055429.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q14997
Peso Proteico	211kDa
Envio	Saco de gelo