


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Psmf1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q92530

Número do item: CM0026747



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho Anti-PSMF1 desenvolvido para Western blot (WB), IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reconhece PSMF1 humano, de camundongo e de rato. Subunidade do inibidor do proteassoma PI31, fundamental para o controle da função do proteassoma.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PSMF1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	PI31; PSMF1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	9491
GeneID	9491
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-271 do PSMF1 humano (NP_006805.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q92530
Peso da Proteína	30kDa
Transporte	Bolsa de gelo