


Anticorpo Policlonal Anti-Psmg1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - 095456

Número do item: CM0017487



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a Chaperona de Montagem do Proteassoma 1 humana (PSMG1); validado para WB, IHC-P, ELISA; reage com humano, rato, camundongo. Ideal para pesquisa de montagem do proteassoma e síndrome de Down.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PSMG1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	PAC1, DSCR2, PAC-1, C21LRP, LRPC21, PSMG1
Espécie	Humano
GeneID	8624
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-288 do PSMG1 humano (NP_003711.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	095456
Peso Proteico	33kDa
Envio	Em saco de gelo