


Anticorpo Policlonal Anti-Pspc1 Para Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q8Wxf1

Número do item: CM0029949



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o PSPC1 humano, um componente de paraspeckles e proteína de ligação ao RNA. Validado para WB, IHC-P, IP e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para pesquisas sobre paraspeckles e transcrição.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PSPC1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	PSP1; PSPC1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	55269
ID do Gene	55269
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-70 do PSPC1 humano (NP_001035879.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8WXF1
Peso Proteico	59kDa
Envio	Saco de gelo