

Anticorpo Policlonal Anti-Psrc1 Para Wb, Elisa - Q6Pgn9

Número do item: CM0021108

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade que visa o PSRC1 humano (DDA3), validado para WB e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo. Ideal para pesquisa sobre fuso mitótico e segregação cromossômica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PSRC1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	DDA3; FP3214; PSRC1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	84722
ID do Gene	84722
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-215 do PSRC1 humano (NP_001005290.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q6PGN9
Peso da Proteína	39kDa
Envio	Saco de gelo