

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Psrc1 Para Wb, Elisa - Q6Pgn9

Número do item: CM0025274

introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho Anti-PSRC1 validado para WB e ELISA. Detecta PSRC1 humano, um regulador do fuso mitótico envolvido na segregação cromossômica. Adequado para pesquisa do ciclo celular e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PSRC1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	DDA3; FP3214; PSRC1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	84722
GeneID	84722
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-215 do PSRC1 humano (NP_001005290.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q6PGN9
Peso Proteico	39kDa
Envio	Saco de Gelo