


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Pstpip1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - O43586

Número do item: CM0026494



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra PSTPIP1 humano, validado para WB, IHC-P, ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Ideal para estudar a regulação do citoesqueleto de actina, ativação de células T e biologia do inflamassoma.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PAb de Coelho Anti-PSTPIP1
Observações/Apêndice	H-PIP; PAPAS; CD2BP1; PSTPIP; CD2BP1L; CD2BP1S; PSTPIP1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	9051
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O43586
Peso Proteico	48kDa
Envio	Em saco de gelo