

Anticorpo Policlonal Anti-Ptbp1 Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P26599

Número do item: CM0025402



introdução

O pAb de Coelho PTBP1 (P26599) detecta PTBP1 humano, de rato e de camundongo por WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Este anticorpo policlonal tem como alvo a proteína de ligação ao trato polipirimidina 1, um regulador chave de splicing alternativo, essencial para pesquisas de processamento de RNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho PTBP1
Observações/Apelido	PTB; PTB2; PTB3; PTB4; pPTB; HNRPI; PTB-1; PTB-T; HNRNPI; HNRNP-I; PTBP1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5725
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do PTBP1 humano (NP_114368.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P26599
Peso da Proteína	60 kDa
Envio	Saco de gelo