


Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Ptbp2 Para Wb, Ip, If E Ihc - Q9Uka9

Número do item: CM0005638



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra PTBP2 humano, validado para Western blot, imunoprecipitação, imunofluorescência e imuno-histoquímica; reage com PTBP2 de humano, rato e rato. Ideal para pesquisa de splicing e tradução.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PTBP2 Rabbit mAb
Observações/Apelido	nPTB; PTBLP; brPTB; PTBP2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	58155
ID do Gene	58155
Imunogênio	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do PTBP2 humano (Q9UKA9)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	Q9UKA9
Peso Proteico	57kDa
Envio	Saco de gelo