

Anticorpo Policlonal Anti-Ptcd1 Para Wb, If/Icc, Elisa - 075127

Número do item: CM0021074

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra PTC1D1 humano, adequado para WB, IF/ICC e ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Desenvolvido para estudos de processamento e regulação de tRNA mitocondrial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PTCD1 Rabbit pAb
Observações/Alias	PTCD1
Espécie	Humano
GeneID	26024
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 435-537 da PTC1D1 humana (NP_056360.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	075127
Peso Proteico	79kDa
Transporte	Saco de gelo