


Anticorpo Policlonal Anti-Ptcd3 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q96Ey7

Número do item: CM0026838



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra PTCD3 humano (mS39). Validado para WB, IF/ICC, ELISA. Detecta a proteína mS39 da subunidade ribossomal mitocondrial pequena em amostras humanas, de rato e de camundongo. Adequado para pesquisa mitocondrial e diagnósticos de doenças.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PTCD3 Rabbit pAb
Observações/Apelido	COXPD51; MRP-S39; PTCD3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	55037
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 450-689 do PTCD3 humano (NP_060422.4)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q96EY7
Peso Proteico	79kDa
Envio	Em saco de gelo