

Anticorpo Policlonar Anti-Ptch1 Para Wb, If-P, Elisa - Q13635

Número do item: CM0017882



introdução

Anticorpo policlonar de coelho contra PTCH1 humano, validado para WB, IF-P, ELISA. Reage com camundongo e rato. Útil para estudar a via de sinalização hedgehog, supressão tumoral e transporte de colesterol.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PTCH1 Rabbit pAb
Observações/Alias	PTC; BCNS; PTC1; PTCH; NBCCS; PTCH1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5727
GeneID	5727
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 770-970 do PTCH1 humano (NP_000255.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q13635
Peso da Proteína	161kDa
Envio	Saco de gelo