

Anticorpo Policlonal Anti-Ptch1 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q13635

Número do item: CM0013757



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra PTCH1 humano, um receptor hedgehog e supressor tumoral. Adequado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reatividade cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisa de transdução de sinal e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PTCH1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	PTC; BCNS; PTC1; PTCH; NBCCS; PTCH1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5727
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1214-1312 do PTCH1 humano (NP_000255.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q13635
Peso Molecular da Proteína	161kDa
Envio	Em saco de gelo