

Anticorpo Monoclonal Anti-Pten Para Wb, Elisa - P60484

Número do item: CM0002456



introdução

Anticorpo monoclonal de rato de alta qualidade direcionado ao PTEN humano (P60484), adequado para Western blot e ELISA. Reage de forma cruzada com PTEN de rato e rato. Ideal para pesquisa de câncer e estudos da via PI3K-AKT.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PTEN Mouse mAb
Observações/Apelido	BZS; DEC; CWS1; GLM2; MHAM; TEP1; MMAC1; PTEN1; 10q23del; PTENbeta; PTEN
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5728
ID do Gene	5728
Imunogênio	Proteína recombinante (Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 204-403 do PTEN humano (P60484))
Fonte	Rato
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Rato, Rato
SWISS	P60484
Peso da Proteína	47 kDa
Envio	Saco de gelo