

Anticorpo Monoclonal Anti-Pten Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P60484

Número do item: CM0002449



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho validado por KO contra PTEN humano (P60484). Adequado para Western blot, imunoprecipitação, ELISA e IF/ICC. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para pesquisas sobre câncer e sinalização.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] PTEN Rabbit mAb
Observações/Apelido	BZS, DEC, CWS1, GLM2, MHAM, TEP1, MMAC1, PTEN1, 10q23del, PTENbeta, EN
Espécie	Humano
ID do Gene	5728 (Humano)
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-403 do PTEN humano (P60484)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P60484
Peso da Proteína	47kDa
Envio	Saco de gelo