

Anticorpo Monoclonal Anti-Pten Para Wb, Ihc-P, Elisa - P60484

Número do item: CM0004427



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra PTEN humano (fosfatase e homólogo de tensina) para WB, IHC-P, ELISA. Validado em humano, camundongo, rato. Tem como alvo a região C-terminal (aa304-403). Ideal para pesquisas sobre câncer e sinalização celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PTEN Rabbit mAb
Observações/Apelido	BZS; DEC; CWS1; GLM2; MHAM; TEP1; MMAC1; PTEN1; 10q23del; PTENbeta; PTEN
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5728
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 304-403 do PTEN humano (P60484)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P60484
Peso da Proteína	47 kDa
Envio	Saco com gelo