

Anticorpo Policlonal Anti-Pten Para Ihc-P, If/Icc, Elisa - P60484

Número do item: CM0023151



introdução

A CamelBio oferece anticorpo policlonal de coelho anti-PTEN (P60484) validado para IHC-P, IF/ICC e ELISA. Detecta PTEN humano, de camundongo e de rato, um antagonista chave da via PI3K-AKT e supressor tumoral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PTEN Rabbit pAb
Observações / Apelido	BZS; DEC; CWS1; GLM2; MHAM; TEP1; MMAC1; PTEN1; 10q23del; PTENbeta; PTEN
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5728
ID do Gene	5728
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 190-304 do PTEN humano (NP_000305.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P60484
Peso Proteico	47kDa
Envio	Saco de gelo