

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Pten Para Wb - P60484

Número do item: CM0005445

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-PTEN validado por KO para Western blot, IP, IF/ICC, IHC-P e ELISA. Tem como alvo o PTEN humano (P60484) com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para pesquisas em oncologia e neurociência.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] PTEN Rabbit mAb
Observações/Apelido	BZS, DEC, CWS1, GLM2, MHAM, TEP1, MMAC1, PTEN1, 10q23del, PTENbeta, PTENGama
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5728
ID do Gene	5728
Imunógeno	Proteína recombinante / Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 304-403 do PTEN humano (P60484)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P60484
Peso da Proteína	20 kDa/47 kDa/65 kDa
Envio	Saco de gelo