

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Pten Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P60484

Número do item: CM0014344



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho Anti-PTEN (P60484) validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Tem como alvo o supressor de tumor PTEN, uma fosfatase de dupla especificidade que regula a via PI3K/AKT.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PTEN Rabbit pAb
Observações/Alias	BZS; DEC; CWS1; GLM2; MHAM; TEP1; MMAC1; PTEN1; 10q23del; PTENbeta; PTEN
Espécie Alvo	Humano
ID do Gene (Humano)	5728
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-200 do PTEN humano (NP_000305.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P60484
Peso da Proteína	47kDa
Envio	Bolsa de gelo