

Anticorpo Policlonal Anti-Ptgds Para Wb, If/Icc, Elisa - P41222

Número do item: CM0021596



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à PTGDS humana (sintase de prostaglandina D do tipo lipocalina). Validado para WB, IF/ICC e ELISA em humanos, camundongos e ratos. Ideal para pesquisas sobre o metabolismo das prostaglandinas e o SNC.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	PTGDS Rabbit pAb
Observações/Apelidos	PDS; PGD2; PGDS; LPGDS; PGDS2; L-PGDS; PTGDS
Espécie	Humano
GeneID (humano)	5730
GeneID	5730
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 23-190 da PTGDS humana (NP_000945.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	P41222
Peso da proteína	21 kDa
Envio	Bolsa de gelo