

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ptgfr Para Wb - P43088

Número do item: CM0015074



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o PTGFR humano (receptor da prostaglandina F2-alfa). Validado para WB e ELISA, com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para pesquisa de sinalização de RGPC.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	PTGFR Rabbit pAb
Observações / Apelido	FP; PTGFR
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5737
GeneID	5737
Imunógeno	Peptídeo Sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	P43088
Peso Proteico	40kDa
Envio	Saco de gelo