


## Anticorpo Policlonal Anti-Ptgir Para Wb, Ihc-P, Elisa - P43119

Número do item: CM0019681



### introdução

PTGIR Rabbit pAb validado para WB, IHC-P, ELISA com reatividade cruzada para humano, rato, camundongo. Detecta o receptor de prostaciclina, um alvo GPCR chave na pesquisa de doenças cardiovasculares e inflamatórias.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                      |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | PTGIR Rabbit pAb                                                                                                           |
| Observações/Apelido | IP; PRIPR; PTGIR                                                                                                           |
| Espécie             | Humano                                                                                                                     |
| GeneID (Humano)     | 5739                                                                                                                       |
| Imunogênio          | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 207-386 do PTGIR humano (NP_000951.1) |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                     |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                     |
| Aplicação           | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                           |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                   |
| SWISS               | P43119                                                                                                                     |
| Peso Proteico       | 41kDa                                                                                                                      |
| Envio               | Bolsa de Gelo                                                                                                              |