

Anticorpo Policlonal Anti-Ptgr3/Zadh2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q8N4Q0

Número do item: CM0020967



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alto desempenho contra PTGR3/ZADH2, validado para WB, IHC-P, ELISA. Reconhece humano, camundongo e rato. 40 kDa. Adequado para pesquisas sobre prostaglandina redutase e diferenciação de adipócitos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PTGR3/ZADH2 Rabbit pAb
Observações/Alias	PRG-3; ZADH2; PTGR-3; PTGR3/ZADH2
Espécie	Humano
GeneID (humano)	284273
GeneID	284273
Imunógeno	Proteína recombinante correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 33-371 da PTGR3/ZADH2 humana (NP_787103.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8N4Q0
Peso da Proteína	40kDa
Envio	Bolsa de gelo