


Anticorpo Policlonar De Coelho Anti-Pth1R Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q03431

Número do item: CM0023291



introdução

Anticorpo policlonar de coelho contra PTH1R (receptor 1 do hormônio paratireoidiano) humano, adequado para WB, IHC-P e ELISA. Reage de forma cruzada com humano, camundongo e rato. Ideal para o estudo da sinalização PTH/PTHrP e da função do receptor em ossos e rins.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PTH1R Rabbit pAb
Observações/Alias	PFE, EKNS, PTHR, PTHR1, PTH1R
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5745
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 27-188 do PTH1R humano (NP_000307.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q03431
Peso da Proteína	66kDa
Envio	Bolsa de gelo