


Anticorpo Policlonal Anti-Pthlh Para Wb, Ihc-P, Elisa - P12272

Número do item: CM0029100



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao PTHLH humano. Validado para WB, IHC-P, ELISA com reatividade em humano, rato, camundongo. Ideal para pesquisa em desenvolvimento ósseo, transporte de cálcio e migração de células cancerígenas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PTHLH Rabbit pAb
Observações/Apelido	HHM, PLP, BDE2, PTHR, PTHRP, PTHLH
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5744
ID do Gene	5744
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 25-175 do PTHLH humano (NP_945316.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P12272
Peso Proteico	20kDa
Envio	Em saco de gelo