


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Pthlh Para Wb, Elisa - P12272

Número do item: CM0021257



introdução

Anticorpo de coelho policlonal contra PTHLH humano, validado para WB e ELISA. Reage com humano, rato, rato. Ideal para estudar a proteína relacionada ao hormônio da paratireoide no desenvolvimento e na biologia do câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PTHLH Coelho pAb
Observações/Apêndice	HHM; PLP; BDE2; PTHR; PTHRP; PTHLH
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5744
ID do Gene	5744
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 25-175 do PTHLH humano (NP_945315.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	P12272
Peso Proteico	20 kDa
Envio	Saco de gelo