


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ptk2B Para Wb, If/Icc, Elisa - Q14289

Número do item: CM0020322



introdução

Explore o anticorpo policlonal de coelho PTK2B (FAK2/PYK2) validado para Western blot, IF/ICC e ELISA. Reage de forma cruzada com humano, rato, rato. Para pesquisa sobre sinalização da quinase de adesão focal, migração de células imunes e remodelação óssea.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PTK2B Coelho pAb
Observações/Apelido	PKB; PTK; CAKB; FAK2; PYK2; CADTK; FADK2; RAFTK; PTK2B
Espécie	Humano
GeneID	2185
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 780-1009 do PTK2B humano (NP_004094.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	Q14289
Peso Proteico	116kDa
Envio	Saco de gelo