


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ptk7 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q13308

Número do item: CM0030150



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a PTK7/CCK4 humana, validado para Western blot, IHC-P e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para pesquisa em sinalização Wnt e adesão celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	PTK7 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	CCK4; CCK-4; PTK7
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	5754
GeneID	5754
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 811-1070 da PTK7 humana (NP_002812.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q13308
Peso Proteico	118kDa
Envio	Bolsa de gelo