


Anticorpo Monoclonal Anti-Ptp1B Para Wb, Ihc-P, Elisa - P18031

Número do item: CM0007166



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade contra PTP1B humano, validado para WB, IHC-P e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo. Ideal para pesquisa de sinalização da tirosina fosfatase e da via de estresse do RE.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo monoclonal de coelho PTP1B
Observações/Apelido	PTP1B
Espécie	Humano
GeneID (humano)	5770
GeneID	5770
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 281-435 do PTP1B humano (NP_002818.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P18031
Peso Proteico	50kDa
Remessa	Saco de gelo