

Anticorpo Policlonal Anti-Ptp4A2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc - Q12974

Número do item: CM0013878



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra o PTP4A2 humano (PRL-2), uma fosfatase de tirosina envolvida na progressão tumoral e no ciclo celular. Adequado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage cruzadamente com humano, camundongo, rato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PTP4A2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	HH13; OV-1; PRL2; HH7-2; PRL-2; PTP4A; HU-PP-1; PTPCAAX2; ptp-IV1a; ptp-IV1b; PTP4A2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	8073
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 30-100 do PTP4A2 humano (NP_536316.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q12974
Peso Proteico	19kDa
Envio	Saco de gelo