


Anticorpo Monoclonal Anti-Ptpip51/Rmdn3 Para Wb, Elisa - Q96Tc7

Número do item: CM0007346



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra PTP51/RMDN3 humano, validado para WB e ELISA, com reatividade cruzada com rato. Adequado para estudar homeostase do cálcio, apoptose e dinâmica mitocondrial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PTPIP51/RMDN3 mAb de coelho
Observações/Alias	RMD3; RMD-3; FAM82C; FAM82A2; ptpip51; PTPIP51/RMDN3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	55177
GeneID	55177
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 200-300 de PTPIP51/RMDN3 humano (NP_060615.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Rato
SWISS	Q96TC7
Peso Proteico	52 kDa
Envio	Saco de gelo