


Anti-Ptpip51/Rmdn3 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q96Tc7

Número do item: CM0027730



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra PTP51/RMDN3, validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage cruzadamente com humano, camundongo, rato. Útil para estudar homeostase de cálcio, apoptose e função mitocondrial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PTPIP51/RMDN3 Rabbit pAb
Observações/Apelido	RMD3; RMD-3; FAM82C; FAM82A2; ptpip51; PTPIP51/RMDN3
Espécie	Humano
ID do Gene	55177
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 171-470 do PTPIP51/RMDN3 humano (NP_060615.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q96TC7
Peso da Proteína	52kDa
Envio	Saco de gelo