


Anticorpo Policlonal Anti-Ptpn1 Para Wb, Elisa - P18031

Número do item: CM0023718



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho Validado direcionado ao PTPN1 (PTP1B). Adequado para WB e ELISA; reage cruzadamente com Humano e Rato. Detecta uma proteína de 50kDa. Ideal para estudar vias de sinalização de fosfatase de tirosina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado KO] PTPN1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	PTP1B; N1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5770
GeneID	5770
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 281-435 do PTPN1 humano (NP_002818.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	P18031
Peso Proteico	50kDa
Envio	