


Anticorpo Policlonal Anti-Ptpn2 (Validado Por Ko) Para Wb, If/Icc, Elisa - P17706

Número do item: CM0022048



introdução

Anticorpo policlonal de coelho validado por KO contra PTPN2 humano (TCPTP), adequado para WB, IF/ICC, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Envolvido na sinalização de células T, regulação de citocinas e homeostase da glicose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] PTPN2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	PTN2; PTPT; TCPTP; TC-PTP; TCELLPTP; N2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5771
GeneID	5771
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-353 do PTPN2 humano (NP_536348.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P17706
Peso da Proteína	48kDa
Envio	Saco com gelo