


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ptpn2 Para Wb, If/Icc, Elisa - P17706

Número do item: CM0019101



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra PTPN2 (TCPTP), validado para Western Blot, imunofluorescência/imuno-histoquímica, ELISA em humanos, camundongos e ratos. Tem como alvo uma fosfatase essencial nas vias de sinalização imunológica e cancerígena.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	PTPN2 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	PTN2; PTPT; TCPTP; TC-PTP; TCELLPTP; PTPN2
Espécie	Humana
ID do gene (humano)	5771
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-353 da PTPN2 humana (NP_536348.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	P17706
Massa da proteína	48 kDa
Transporte	Bolsa de gelo