


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ptpn23 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9H3S7

Número do item: CM0030278



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao PTPN23 humano (HD-PTP). Validado para WB, IHC-P, ELISA com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para pesquisa de classificação endossômica e ciliogênese.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PTPN23 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	HDPTP; HD-PTP; NEDBASS; PTP-TD14; PTPN23
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	25930
GeneID	25930
Imunógeno	Proteína recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q9H3S7
Peso da Proteína	179kDa
Envio	Bolsa de gelo