


Anticorpo Policlonado Anti-Ptpn3 Para Wb E Elisa - P26045

Número do item: CM0026666



introdução

Anticorpo policlonado de coelho de alta qualidade contra PTPN3 (PTPH1) humano, validado para Western blot e ELISA. Detecta PTPN3 endógeno em amostras humanas, de camundongo e rato. Adequado para estudos de dinâmica membrana-citoesqueleto e atividade de fosfatase.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PTPN3 Coelho pAb
Observações/Alias	PTPH1; PTP-H1; PTPN3
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	5774
GeneID	5774
Imunógeno	Proteína recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P26045
Peso da Proteína	104kDa
Envio	Saco de gelo