


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ptpn4 (Ptpmeg) Para Wb, Elisa - P29074

Número do item: CM0028618



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado ao PTPN4 (PTPMEG) humano, adequado para WB e ELISA. Reage cruzadamente com humano, camundongo e rato. Ideal para estudos de sinalização de fosfatases, imunidade e homeostase neuronal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PTPN4 Rabbit pAb
Observações/Alias	MEG; PTPMEG; PTPMEG1; PTPN4
Espécie	Humano
GeneID (humano)	5775
GeneID	5775
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-240 do PTPN4 humano (NP_002821.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P29074
Peso Molecular da Proteína	106kDa
Envio	Bolsa de gelo