


Anticorpo Policlonal Anti-Ptprb Para Wb, Elisa - P23467

Número do item: CM0028579



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra PTPRB humano (VE-PTP), validado para WB e ELISA. Regulador crítico da remodelação de vasos sanguíneos e angiogênese; ideal para pesquisas de biologia de células endoteliais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PTPRB Rabbit pAb
Observações/Apelido	PTPB; HPTPB; VEPTP; HPTP-BETA; R-PTP-BETA; PTPRB
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5787
GeneID	5787
Imunógeno	Proteína recombinante correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1173-1260 do PTPRB humano (NP_002828.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P23467
Peso da Proteína	224kDa
Envio	Saco de gelo