


Anticorpo Policlonal Anti-Ptprd Para Wb, Elisa - P23468

Número do item: CM0016433



introdução

Anticorpo policlonal de coelho PTPRD validado para WB e ELISA, reage com amostras humanas, de camundongo e de rato. Ideal para pesquisas em neurociência sobre diferenciação sináptica e sinalização de receptor tirosina fosfatase.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PTPRD pAb de Coelho
Observações/Apelido	HPTP; PTPD; HPTPD; HPTPDELTA; RPTPDELTA; R-PTP-delta; PTPRD
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5789
GeneID	5789
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1100-1265 do PTPRD humano (NP_002830.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P23468
Peso da Proteína	215kDa
Envio	Saco de gelo