

Anticorpo Policlonais Anti-Ptprd Para Wb, Ihc-P, Elisa - P23468

Número do item: CM0028949



introdução

PTPRD Rabbit pAb validado para Western blot, IHC-P e ELISA. Detecta a tirosina-proteína fosfatase delta do tipo receptor humano e murino, um regulador chave da diferenciação sináptica neuronal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PTPRD Rabbit pAb
Observações/Apelido	HPTP; PTPD; HPTPD; HPTPDELTA; RPTPDELTA; R-PTP-delta; PTPRD
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5789
GeneID	5789
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 475-574 da PTPRD humana (NP_002830.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P23468
Peso da Proteína	215kDa
Envio	Bolsa de gelo